


Lab-Tips® ポリエステル・ニット・スワブ

クリーンルーム内で洗浄した 100%ポリエステルの 2 層構造ヘッド

LTP125 Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTP125.5	12.7 mm	5 mm	25 mm	5.5 mm	2.8 mm	125 mm	固定



LTP1465 Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTP1465.10	7 mm	4 mm	16.8 mm	3.1 mm	3.1 mm	162 mm	柔軟




LTP70F Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTP70F.20	4 mm	2.5 mm	11 mm	2.2 mm	2.2 mm	70 mm	柔軟



LTP70R Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTP70R.20	4 mm	4 mm	12.5 mm	2.8 mm	2.8 mm	70 mm	固定



Lab-Tips® オープンセル・ポリウレタン・フォーム・スワブ
 クリーンルーム内で洗浄したオープンセル・ポリウレタン・フォーム・ヘッド

LTO1465 Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTO1465.10	7 mm	3 mm	16.8 mm	3.1 mm	3.1 mm	162 mm	柔軟




LTO70P Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTO70P.20	4 mm	4 mm	20 mm	2.5 mm	2.5 mm	70 mm	尖




LTO70F Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTO70F.20	4 mm	2 mm	11 mm	2.2 mm	2.2 mm	70 mm	柔軟



LTO70R Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTO70R.20	4 mm	4 mm	12.5 mm	2.8 mm	2.8 mm	70 mm	固定



Lab-Tips® クローズドセル・ポリウレタン・フォーム・スワブ

クローズドセル・ポリウレタン・フォーム・ヘッド

LTC125 Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTC125.5	13 mm	8 mm	25 mm	5.5 mm	2.8 mm	125 mm	固定



Lab-Tips® ポリエステル不織布スワブ

水流交絡 100%ポリエステル不織布ヘッド


LTN1465 Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTN1465.10	7 mm	4 mm	17 mm	3.1 mm	3.1 mm	162 mm	柔軟



LTN70F Lab-Tips

品番	ヘッド幅	ヘッド厚	ヘッド長	ハンドル幅	ハンドル厚	全長	ヘッドタイプ
LTN70F.20	4 mm	2 mm	11 mm	2.2 mm	2.2 mm	70 mm	柔軟



ヘッド 耐溶剤性・耐薬品性 表:

溶剤・薬品	ヘッド材質	
	PU フォーム	ポリエステル
Acetic Acid 酢酸	U	U
Acetone アセトン	S	U
Acetonitrile アセトニトリル	U	U
Ammonia, Anhydrous 無水アンモニア	U	U
Aniline アニリン	S	U
Benzene ベンゼン	S	U
Carbon Tetrachloride 四塩化炭素	S	U
Chloroform クロロホルム	S	U
Chlorophenol クロロフェノール	D	D
Chromic Acid クロム酸	D	D
Cyclohexane シクロヘキサン	S	U
Dimethylformamide ジメチルホルムアミド	D	S
Dimethylsulfoxide ジメチルスルホキシド	D	S
Ethyl Acetate 酢酸エチル	S	U
Ethyl Alcohol エチルアルコール	U	U
Ethyl Chloride 塩化エチル	S	U
Formic Acid ギ酸	D	U
Hexane ヘキサン	U	U
Hydrochloric Acid 48% 塩酸 48%	D	D
Hydrogen Peroxide 過酸化水素	D	U
Isopropyl Alcohol イソプロピルアルコール	U	U
Methanol メタノール	S	U
Methyl Ethyl Ketone メチルエチルケトン	S	U
Methylene Chloride 塩化メチレン	S	U
Nitric Acid 100% 硝酸 100%	D	D
Nitrobenzene ニトロベンゼン	S	U
Perchloroethylene ベルクロロエチレン	U	U
Phosphoric Acid 85% リン酸 85%	D	U
Sodium Hydroxide 36% 水酸化ナトリウム 36%	S	U
Sulfuric Acid 98% 硫酸 98%	D	D
Toluene トルエン	S	U
Trichloroethylene トリクロロエチレン	S	U
Vinyl Acetate 酢酸ビニル	S	U
Water 水	U	U
Xylene キシレン	S	U

注記： U 影響なし ; S 膨張する ; D 分解する

梱包形態:

Part Number	Piece / Case	Piece / Pack	Pack / Box	Box / Case
LTP125.5	10,000	100	5	20
LTP1465.10	18,000	100	10	18
LTP70F.20	50,000	100	20	25
LTP70R.20	50,000	100	20	25
LTO1465.10	18,000	100	10	18
LTO70P.20	50,000	100	20	25
LTO70F.20	50,000	100	20	25
LTO70R.20	50,000	100	20	25
LTC125.5	10,000	100	5	20
LTN1465.10	18,000	100	10	18
LTN70F.20	50,000	100	20	25

製造元:

株式会社 バークシャー

東京都台東区駒形 2-1-13
AMS ビル 3F 〒111-0043

Tel : 03-5827-2380

Fax : 03-5827-2382

URL : <http://www.berkshire.co.jp>